

MONODOSE

IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO

Igienizzante superconcentrato profumato

alca

advanced cleaning solutions

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO

Miscela concentrata di tensioattivi e agenti igienizzanti per ottenere una soluzione da 1 L di prodotto da diluire.



PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DILUIZIONE ED IMPIEGO

Modalità d'uso: versare il contenuto della bustina in una bottiglia da 1 L pulita, aggiungervi acqua ed agitare brevemente. La soluzione ottenuta può essere diluita dal 2 al 4% (200-400 mL per 10 L d'acqua). Non perforare le bustine e non lasciarle sotto la luce diretta del sole. Conservarle dentro il loro imballo originario in luogo asciutto.

AVVERTENZE

H315 provoca irritazione cutanea
 H317 può provocare una reazione allergica cutanea
 H319 provoca grave irritazione oculare



DATI TECNICI

STATO FISICO: liquido
 COLORE: blu
 PROFUMO: fresco balsamico
 SOSTANZA ATTIVA: >50%
 pH: 9,5 (sol. 5%)
 DENSITÀ: 0,99 gr/mL
 INFIAMMABILITÀ: >61°C



CONFEZIONI

CODICE	CONF.
ALC1043	60 x 50 mL

MONODOSE IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO

Super-concentrated, scented sanitizing

alca

advanced cleaning solutions

DESCRIPTION AND PURPOSE

Concentrated mixture of surfactants and sanitizing agents in order to obtain a 1 l floor-cleaner solution to be diluted.



PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE

DILUTION AND USE

Modalities of use: pour the content of the bag into a clean 1 l bottle, add water and shake shortly. The solution obtained can be diluted at 2 to 4% (200 to 400 ml for 10l of water).

Do not perforate the bags and do not leave them under direct sunlight. Preserve them in their original package in a dry place.

WARNINGS

H315 Causes skin irritation
H317 May cause an allergic skin reaction
H319 Causes serious eye irritation



TECHNICAL DATA

PHYSICAL STATUS: liquid
COLOR: blue
ODOR: fresh balsamic
ACTIVE SUBSTANCE: >50%
pH: 9.5 (sol. 5%)
DENSITY: 0,99 gr/mL
FLAMMABILITY: >61°C



PACKAGING

CODE	PACK.
ALC1043	60 x 50 mL

MONODOSE IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO

Désinfectant super concentré parfumé

alca

advanced cleaning solutions

DESCRIPTION ET UTILISATION DU PRODUIT

Mélange concentré de tensioactifs et d'agents désinfectants pour obtenir une solution de 1 L du produit m diluer.



PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DILUTION ET UTILISATION

Mode d'emploi: verser le contenu du sachet dans une bouteille propre de 1L, y ajouter de l'eau et agiter brièvement. La solution obtenue peut être diluée de 2 m 4% (200-400 ml pour 10L d'eau).

Ne pas percer les sachets ou ne pas les exposer directement au soleil. Les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec.

AVERTISSEMENTS

H315 provoque une irritation cutanée

H317 peut provoquer une réaction cutanée allergique

H319 provoque une sévère irritation des yeux



DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAT PHYSIQUE: liquide

COULEUR: bleu

ODEUR: balsamique fraîche

SUBSTANCE ACTIVE: >50%

pH: 9,5 (sol. 5%)

DENSITÉ: 0,99 gr/mL

INFLAMMABILITÉ: >61°C



EMBALLAGE

CODE	EMBAL.
ALC1043	60 x 50 mL

MONODOSE

IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO

Parfümiertes super-desinfektionsmittel-konzentrat

alca

advanced cleaning solutions

► PRODUKT -BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNG

Konzentrierte Mischung aus Tensiden und Desinfektionsmitteln, um eine 1-Liter-Lösung zur Verdünnung zu erhalten.



PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

► VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Gebrauchsanweisung: Den Inhalt des Beutels in eine saubere 1-Liter-Flasche geben, Wasser hinzufügen und kurz schütteln. Die resultierende Lösung kann mit 2 bis 4 % verdünnt werden (200-400 ml pro 10 l Wasser).

Stechen Sie die Beutel nicht an und lassen Sie sie nicht im direkten Sonnenlicht liegen. Bewahren Sie sie in ihrer Originalverpackung an einem trockenen Ort auf.

► HINWEISE UND SICHERHEIT

H315 Ruft Hautreizungen hervor
 H317 Es kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen
 H319 Ruft schwerwiegende Augenverletzungen hervor



► TECHNISCHE DATEN

PHYSISCHER ZUSTAND: Flüssig
 FARBE: Blau
 DUFT: Frisch balsamisch
 AKTIVE SUBSTANZ: >50%
 pH: 9,5 (sol. 5%)
 DICHTHE: 0,99 g/mL
 BRENNBARKEIT: >61°C



► VERPACKUNG

CODE	VERPA.
ALC1043	60 x 50 mL

MONODOSE

IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO

Sanitizante súper concentrado perfumado

alca

advanced cleaning solutions

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES DEL PRODUCTO

Mezcla concentrada de tensioactivos y agentes sanitizantes para obtener una solución de 1L de producto para diluir.



PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DILUCIÓN Y USO

Modalidad de empleo: verter el contenido del sobre en una botella de 1L limpia, añadir agua y agitar brevemente. La solución obtenida puede ser diluida del 2 al 4% (200-400 mL por 10L de agua).

No perforar los sobres y no dejarlos bajo la luz directa del sol. Conservar los sobres dentro de su envase original en lugar seco.

ADVERTENCIAS

H315 provoca irritación cutánea
 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
 H319 provoca irritación ocular grave



DATOS TÉCNICOS

ESTADI FÍSICO: líquido
 COLOR: azul
 OLOR: fresco balsámico
 SUSTANCIA ACTIVA: >50%
 pH: 9,5 (sol. 5%)
 DENSIDAD: 0,99 gr/mL
 INFLAMABILIDAD: >61°C



ENVASADO

CODE	ENVASA.
ALC1043	60 x 50 mL